

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS!

Information für Patienten, Eltern und Pflegepersonen zur korrekten Anwendung von BUCCOLAM Applikationsspritzen

Die durchscheinende (weiße) Verschlusskappe von vorgefüllten BUCCOLAM-Applikationsspritzen kann vereinzelt auf der Spritze verbleiben, nachdem die rote Kappe abgenommen wurde (siehe Abbildung 2 unten).


In diesem Fall könnte die durchscheinende Verschlusskappe in den Mund des Patienten gelangen und versehentlich eingeatmet oder verschluckt werden. In diesem Fall besteht Erstickungsgefahr.

BUCCOLAM kann weiterhin verwendet werden, wenn die folgenden Anweisungen beachtet werden:

Setzen Sie die Behandlung mit BUCCOLAM gemäß den ärztlichen Anweisungen fort und stellen Sie dabei Folgendes sicher:

1. Bevor Sie BUCCOLAM verabreichen, entfernen Sie die rote Kappe und überprüfen Sie, ob die durchscheinende Verschlusskappe an der roten Kappe fixiert ist (siehe Abbildung 1 unten).
2. Stellen Sie sicher, dass die durchscheinende Verschlusskappe nicht an der Spritze verblieben ist, wie in Abbildung 2 unten gezeigt.
3. Wenn die durchscheinende Verschlusskappe an der Spritze verblieben ist, müssen Sie diese vor der Anwendung manuell abziehen, damit sie nicht in den Mund des Patienten gelangt.

Wenn Sie glauben, dass sich eine Verschlusskappe im Mund des Patienten befindet, versuchen Sie nicht mit einem Finger im Mund danach zu suchen oder die Verschlusskappe aus dem Mund zu entfernen. Drehen Sie stattdessen den Patienten auf die Seite (stabile Seitenlage) und achten Sie darauf, dass dieser die Kappe ausspuckt.



Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder anderweitiges medizinische Fachpersonal. Bitte berichten Sie auch Vorfälle, bei denen die durchscheinende Verschlusskappe an der Spritze haften blieb. Nebenwirkungen können Sie auch telefonisch oder per E-Mail direkt an den Zulassungsinhaber melden: Tel: 0800 1830 742 bzw. drugsafety@shire.com.